


Cleaning tablets

Brusetabletter til rensning
Reinigungstabletten
Pastillas limpiadoras
Comprimés de nettoyage
Capsule effervescenti
Reinigungstabletten
Brusende rengjøringskapsler
Pastilhas de limpeza
Brustabletter för rengöring



EN | Cleaning tabs for ear tips. 30 minutes are enough to effectively remove ear wax. Place the cleaning tab in the cup two-thirds full of warm water. After cleaning, rinse the earmold with clean water and dry it. Dispose of the solution after use. Full cleaning of the ear tips is recommended once or twice per week. **Precautions for use:** External use. Single use. Keep out of reach of children. Harmful if swallowed. Causes severe skin burns and eye damage. Wash thoroughly after handling. Harmful to aquatic life - Avoid release to the environment. If medical advice is sought, keep the container or label on hand. If swallowed: Call a poison centre / a doctor. Rinse the mouth. Do not induce vomiting. If in contact with the eyes: Carefully rinse with water for several minutes.

DA | Rensetabletter til ørepropper. 30 minutter er nok til at fjerne ørevoks på en effektiv måde. Læg rensetabletten ned i koppen to tredjedele fyldt med varmt vand. Efter rengøring, skyl øreproppen med rent vand og tør den. Kast opløsningen bort efter brug. En komplet rengøring af ørepropperne anbefales en eller to gange om ugen. **Forsigtighedsregler ved brug:** Udvendig brug. Til engangsbrug. Opbevares uden for børns rækkevidde. Færlig ved indtagelse. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Vask hænderne grundigt efter håndtering. Skadelig for vandlevende organismer - Undgå udløbning til miljøet. Ved henvendelse til læge, skal beholder eller etiket være ved hånden. Ved indtagelse: Kontakt Giftlinjen / en læge. Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af kontakt med øjne: skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

DE | Reinigungstabletten für Ohrstöpsel. 30 Minuten reichen aus, um Ohrenschmalz wirksam zu entfernen. Legen Sie die Reinigungstablette in einen zu zwei Dritteln mit warmem Wasser gefüllten Becher. Spülen Sie das Ohrpassstück nach der Reinigung mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie es. Entsorgen Sie die Lösung nach Gebrauch. Es wird empfohlen, die Ohrstöpsel ein- bis zweimal pro Woche vollständig zu reinigen. **Vorsichtsmaßnahmen:** Äußere Anwendung. Einmalige Verwendung. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Nach Gebrauch gründlich waschen. Schädlich für Wasserorganismen - Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Bei Verschlucken: Sofort bei einem Giftinformationszentrum/einem Arzt anrufen. Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

ES | Pastillas de limpieza para almohadillas de audífonos. 30 minutos son suficientes para eliminar eficazmente la cera. Coloca la pastilla de limpieza en un vaso con 2/3 de agua tibia. Después de la limpieza, aclara la almohadilla con agua limpia y sécala. Desecha la solución tras su uso. Se recomienda realizar una limpieza completa de las almohadillas de los audífonos una o dos veces por semana. **Precauciones de uso:** Uso externo. Desechable. Mantener fuera del alcance de los niños. Nocivo en caso de ingestión. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Lavarse bien las manos tras su manipulación. Nocivo para los organismos acuáticos - No arrojar al medio ambiente. Para posible consulta médica, conservar el recipiente o la etiqueta. En caso de ingestión: Llamar a un médico o a un centro de información toxicológica. Enjuagar la boca. No inducir el vómito. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

FR | Comprimés de nettoyage pour embouts auriculaires. 30 minutes suffisent pour une élimination efficace du cérumen. Placer le comprimé de nettoyage dans le gobelet puis le remplir d'eau tiède aux deux tiers. Après nettoyage, rincer l'embout à l'eau claire et le sécher. Jeter la solution après utilisation. Il est recommandé d'effectuer un nettoyage complet des embouts auriculaires 1 à 2 fois par semaine. **Précautions d'emploi:** Usage externe. Usage unique. Tenir hors de portée des enfants. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions oculaires. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Nocif pour les organismes aquatiques - Eviter le rejet dans l'environnement. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. En cas d'ingestion: appeler un centre antipoison / un médecin. Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

IT | Compresse detergente per gli auricolari. 30 minuti sono sufficienti per rimuovere efficacemente il cerume. Mettere la

compresse detergente nella tazza piena per due terzi di acqua calda. Dopo la pulizia, sciacquare l'auricolare con acqua pulita e asciugarlo. Smettere la soluzione dopo l'uso. La pulizia completa degli auricolari è consigliata una o due volte alla settimana. **Precauzioni per l'uso:** Uso esterno. Monouso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione. Nocivo per gli organismi acquatici - Evitare il rilascio nell'ambiente. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. In caso di ingestione: Contattare un centro antiveneni/un medico. Sciacquare la bocca. Non indurre il vomito. In caso di contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti.

NL | Reinigingstabs voor oordopjes. 30 minuten volstaan om oorsmeer effectief te verwijderen. Plaats de reinigingstablet in het bekertje dat voor twee derde gevuld is met warm water. Spoel het oorstukje na het schoonmaken af met schoon water en droog het af. Gooi de oplossing weg na gebruik. Eén of twee keer per week een volledige reiniging van de oordopjes wordt aanbevolen. **Voorzorgsmaatregelen bij gebruik:** Extern gebruik. Eenmalig gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Handen grondig wassen na het hanteren. Schadelijk voor in het water levende organismen - Voorkom lozing in het milieu. Houd de verpakking of het etiket beschikbaar indien u medisch advies nodig hebt. In het geval van inslikken: Neem contact op met een antgiftencentrum/arts. Spoel de mond. Niet laten braken. Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoeien met water gedurende enkele minuten.

NO | Rensetabletter for øretupper. 30 minutter er tilstrekkelig for å effektivt fjerne ørevoks. Legg rensetabletten i koppen fylt to tredjedeler full av varmt vann. Etter rensingen, skyll den formstapte øreproppen med rent vann og tørk den. Kast løsningen etter bruk. En fullstendig rensing av øretuppene anbefales en eller to ganger i uken. **Forsiktighetsregler for bruk:** Ekstern bruk. Engangsbruk. Må oppbevares utilgjengelig for barn. Færlig ved svelging. Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader. Vask grundig etter håndtering. Skadelig for vannlevende organismer - Unngå utslipp til miljøet. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Ved svelging: Ring giftsentral / lege. Skyl munnen. Ikke fremkald brekting. Ved kontakt med øynene: skyl varsomt med vann i flere minutter.

PT | Pastilhas de limpeza para adaptadores auriculares. 30 minutos são suficientes para remover eficazmente a cera dos ouvidos. Colocar a pastilha de limpeza no copo com dois terços de água morna. Após a limpeza, enxaguar o molde auricular com água limpa e secá-lo. Deitar fora a solução após a utilização. Recomenda-se a limpeza completa dos adaptadores auriculares uma ou duas vezes por semana. **Precauções de utilização:** Uso externo. Utilização única. Manter fora do alcance das crianças. Nocivo em caso de ingestão. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Lavar cuidadosamente as mãos após manusear. Nocivo para os organismos aquáticos - Evitar eliminar para o meio ambiente. Se for necessário consultar um médico, mostrar a embalagem ou o rótulo. Em caso de ingestão: Contactar um Centro de Informação Antivenenos / um médico. Enxaguar a boca. Não provocar o vômito. Em caso de contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos.

SV | Rengöringstabletter för skumgummiproppar. 30 minuter räcker för att effektivt ta bort öronvax. Placera rengöringstabletten i en kopp med två tredjedelar varmt vatten. Efter rengöring, skölj insatsen med rent vatten och torka den. Kasserå lösningen efter användning. Fullständig rengöring av skumgummipropparna rekommenderas en till två gånger i veckan. **Försiktighetsåtgärder vid användning:** Utvändigt bruk. Engångsbruk. Förvaras oåtkomligt för barn. Færligt att förtära. Orsakar allvariga frätskador på hud och ögon. Tvätta händerna grundigt efter användning. Skadligt för vattenlevande organismer - Undvik utsläpp till miljön. Ha behållare eller etikett till hands vid besök hos läkare. Vid förtäring: Kontakta en giftinformationscentral eller en läkare. Skyl munnen. Framkalla inte kräkning. Vid kontakt med ögonen: skölj ögonen försiktigt med vatten i flera minuter.

