



Drying capsules

Fugtsugende kapsler
Trockenkapseln
Cápsulas secantes
Capsules déshydratantes
Capsule disidratanti
Droogtabletten
Avfuktende kapsler
Cápsulas desumidificadoras
Avfuktningskapslar



EN | Capsules to prevent damage to electronic components caused by humidity. Open the battery compartment if the hearing aid has one. Close the cup after each use. Daily use is recommended. Replace the capsule when it is almost white. The service life is about 1 month (Drying Capsules) / 3 months (Drying Capsules ultra-powerful) - Precautions for use: Do not pierce the capsule. Do not swallow. Keep out of reach of children.

DA | Kapsler til brug for at undgå fugtbeskadigelse af elektroniske komponenter. Åbn batterirummet, hvis der er en sådan på høreapparatet. Tag luk rummet, hver gang det har været i brug. Vi anbefaler dagligt brug. Udskift kapslen, når den bliver næsten hvid. De kan holde i ca. 1 måned (fugtsugende kapsler) / 3 måneder (ultra kraftige dehydrerende kapsler) - Forsigtighedsregler ved brug: Kapslen må ikke perforeres. Må ikke indtages. Opbevares uden for børns rækkevidde.

DE | Kapseln zum Schutz der elektronischen Komponenten vor Nässe. Das Batteriefach öffnen, sofern Ihr Hörgerät eines besitzt. Den Becher nach jeder Benutzung wieder verschließen. Es wird empfohlen, das Produkt täglich zu benutzen. Wechseln Sie die Kapsel aus, wenn sie praktisch weiß ist. Die Nutzungsdauer beträgt etwa 1 Monat (Trockenkapseln) / 3 Monate (Trockenkapseln ultra-kraftvoll) - Vorsichtsmaßnahmen: Die Kapsel nicht durchbohren. Nicht schlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ES | Cápsulas para evitar daños a los componentes electrónicos por la humedad. Abrir el compartimento de la pila si el audífono lo tiene. Cerrar el recipiente después de cada uso. Se recomienda un uso diario. Cambie la cápsula cuando esté casi blanca. La duración de uso es de aproximadamente 1 mes (cápsulas secantes) / 3 meses (cápsulas secantes ultra potentes) - Precauciones de uso: No perforar la cápsula. No tragar. Mantener fuera del alcance de los niños.

FR | Capsules pour éviter l'endommagement des composants électroniques par l'humidité. Ouvrir le logement à pile si l'aide auditive en possède un. Refermer le gobelet après chaque utilisation. Une utilisation quotidienne est recommandée. Changez la capsule lorsqu'elle devient presque blanche. La durée d'utilisation est d'environ 1 mois (capsules déshydratantes) / 3 mois (capsules déshydratantes ultra puissantes) - Précautions d'emploi : Ne pas percer la capsule. Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants.

IT | Capsule che prevengono il danneggiamento dei componenti elettronici dovuto all'umidità. Aprire l'alloggiamento della batteria, se l'apparecchio acustico ne è provvisto. Richiudere il bicchiere dopo ciascun utilizzo. Si raccomanda un utilizzo quotidiano. Cambiare la capsula quando diventa pressoché bianca. La durata di utilizzo è di circa 1 mese (capsule disidratanti) / 3 mesi (capsule disidratanti - ultra potente) - Precauzioni per l'uso: Non perforare la capsula. Non ingerire. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NL | Capsules om vochtschade aan elektronische componenten te voorkomen. Open het batterijvak indien het hoortoestel dit heeft. Sluit de beker na elk gebruik. Het is aanbevolen om dit dagelijks te gebruiken. Vervang de capsule als die bijna wit is. De gebruiksduur is ongeveer 1 maand (droogtabletten) / 3 maanden (droogtabletten - ultra krachtig) - Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: Doorboor de capsule niet. Niet inslikken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NO | Kapsler for å unngå skade på elektroniske komponenter med fuktighet. Åpne batterihuset hvis høreapparatet har dette. Lukk begeret etter hver gangs bruk. Daglig bruk anbefales. Skift ut kapselen når den blir nesten hvit. Brukstiden er ca. 1 måned (avfuktende kapsler) / 3 måneder (ekstra kraftige tørkemiddelkapsler) - Forsiktighetsregler for bruk: Ikke stikk hull på kapselen. Må ikke svelges. Må oppbevares utilgjengelig for barn.

PT | Cápsulas para evitar danos por humidade nos componentes eletrónicos. Abrir o compartimento da pila se o aparelho auditivo tiver um. Fechar o copo após cada utilização. Recomenda-se um uso diário. Mudar a cápsula quando esta se tornar quase branca. A duração de utilização de aproximadamente 1 mês (cápsulas desumidificadoras) / 3 meses (cápsulas desumidificadoras ultra-potentes) - Precauções de utilização: Não furar a cápsula. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças.

SV | Kapslar för att undvika att elektronikkomponenter skadas av fukt. Öppna batterifacket om hörapparaten har ett sådant. Stäng bägaren efter varje användning. Vi rekommenderar daglig användning. Byt kapsel när den är nästan vit. En kapsel räcker i omkring en månad (avfuktningskapslar) / tre månader (mycket kraftfulla torkmedelskapslar) - Försiktighetsåtgärder vid användning: Gör inte hål i kapseln. Får inte sväljas. Förvaras oåtkomligt för barn.